

製品箱*（テープ封緘）：ジェネレータ

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について		
(1) 未開封の状態	(2) 開封方法	(3) 開封後の状態
		
(1)開封前に封緘テープが剥がれていないこと、封緘テープが切れていないことを確認してください。 (2)封緘テープをゆっくりと剥がしてください。		
【 ⁹⁹ Mo- ^{99m} Tc ジェネレータ】 メジテック® 【サイクロトロン RI 製剤】 クリプトン(^{81m} Kr)ジェネレータ		

以下の場合には既に開封されている可能性があります		
封緘テープが切れている	封緘テープが剥がれている	
		

*ジェネレータの販売包装単位は製剤箱です。