

クリプトン(^{81m}Kr)ジェネレータ 三方活栓仕様変更のお知らせ

(2021年3月)

日本メジフィジックス株式会社

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番10号

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、この度、資材製造元の仕様変更に伴い、クリプトン(^{81m}Kr)ジェネレータのジェネレータユニットに装着している三方活栓の形状を、下記のように変更いたします。移行期間中は新・旧の三方活栓が混在した状態で納品されますが、品質や使用方法に変更はございませんので、安心してご使用ください。








今後とも、倍旧のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 対 象 クリプトン(^{81m}Kr)ジェネレータ

2. 変更点 三方活栓の形状

	IN側	OUT側	お届け時の状態
変更前			
変更後			<p>移行期間中</p>  <p>移行完了後</p> 

3. 実施日 2021年4月納入分から順次

以 上

nihon
medi+physics

本件に関するお問い合わせは下記にて承っております。

製品お問合せ専用フリーダイヤル

☎ 0120-07-6941